



FOGLIO ILLUSTRATIVO – AGHI IPODERMICI STERILI REMED

Denominazione:

REMED Hypodermic Needles – ReGlide™

Descrizione:

Aghi ipodermici sterili monouso progettati per ridurre il trauma tissutale grazie a tripla affilatura e lubrificazione superficiale.

Caratteristiche tecniche:

- Calibro: 16G
- Lunghezza: 25 mm
- Sterilizzazione: Ossido di etilene (EO)
- Confezione: 20 pezzi sterili
- Marcatura CE 0197

Indicazioni:

Somministrazione di farmaci e prelievo di liquidi biologici secondo pratica clinica.

Controindicazioni:

Non utilizzare in caso di confezione danneggiata o compromissione della sterilità.

Modalità d'uso:

1. Lavarsi le mani e utilizzare tecnica asettica.
2. Collegare l'ago a siringa compatibile (Luer/Luer Lock).
3. Effettuare la procedura secondo protocollo medico.
4. Smaltire immediatamente dopo l'uso.

Avvertenze:

- Dispositivo monouso.
- Non riutilizzare.
- Rischio di punture accidentali.
- Uso riservato a personale sanitario.

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto, lontano da luce e calore.

Smaltimento:

Smaltire come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo.

Lotto e scadenza:

Indicati sulla confezione.

Produttore:

REMEDI – vedere confezione originale.